

Presse-Info

| Dometic GmbH
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
Steffen Gross
Phone +49 (0) 271 692-126
Fax +49 (0) 271 692-300
Mail steffen.gross@dometic.de

Dometic präsentiert neue Generation an Arzneimittelkühlschränken

Oft werden Kühlkettenpflichtige Präparate in klassischen Haushaltskühlschränken aufbewahrt. Doch nur die Wenigsten wissen, dass dies zum Verderb der Medikationen führen kann und bei Verabreichung sogar zu gesundheitsschädlichen Komplikationen führt. Das Problem hierbei ist, dass jeder Kühlschrank in regelmäßigen Abständen vollautomatisch abtaut, um Eisbildung vorzubeugen. In diesen Abtauphasen erreichen herkömmliche Kühlschränke teilweise deutlich über 10°C. Medikamente und Insuline müssen jedoch bei einem konstanten Temperaturniveau zwischen 2°C und 8°C gelagert werden. Zudem empfiehlt es sich, die Temperaturen auch zu kontrollieren.

Die Lösung zur sicheren Lagerung von Arzneimitteln bietet jetzt Dometic mit den neuen Arzneimittelkühlschränken DS 301 H und DS 601 H. Diese kompakten und lautlosen Absorberkühlschränke kühlen dauerhaft konstant ohne Abtauphasen in einem Temperaturbereich von 2 - 8°C.

Die miniCool Arzneimittelkühlschränke sind die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von wärmeempfindlichen Medikamenten, Impfstoffen oder Insulin. Dometic präsentiert die neuen Kühlschränke in zwei

| **Dometic GmbH**
Postfach/P.O. Box 1010 51
57010 Siegen, Germany

Geschäftsführer/Managing Director
Joachim Kinscher
Dr. Michael Freitag

Hausanschrift/Address
In der Steinwiese 16
57074 Siegen, Germany

www.dometic.com
www.waeco.com

Phone +49 (0) 271 692-0
Fax +49 (0) 271 692-300
Mail info@dometic.de

USt.-Id.-Nr. DE 813402442
AG Siegen • HRB 5558

| Premium-Product brands

 **Dometic**
THE SIGN OF COMFORT

 **WAECO**
mobile solutions

Größen mit jeweils 28 bzw. 53 Liter Bruttoinhalt. Dank eines integrierten Lüfters herrscht im Kühlschrank ein konstantes Temperaturniveau zwischen 2°C und 8°C. Gleichzeitig sorgt der Lüfter für eine verbesserte Luftzirkulation an den Kühlrippen im Inneren, so dass eine manuelle Abtauung nahezu nicht mehr notwendig ist. Die neuen Modelle, DS 301 H und DS 601 H, besitzen außerdem neu entwickelte Schubladen mit einer flexiblen Einteilung, die eine übersichtliche Lagerung der Präparate ermöglichen. Die Arzneimittelkühlschränke eignen sich hervorragend für Arztpraxen, Krankenhäuser, Schwesternzimmer, Alten- und Pflegeheime, aber auch für Zuhause, wenn gekühlte Medikamente unverzichtbar sind. Dank der kompakten Abmessungen lassen sich die neuen DS 301 H und DS 601 H problemlos positionieren. Durch das außen befindliche Digital-Thermometer mit Min/Max-Speicher lässt sich die Temperatur im individuell festgelegten Kontrollzeitraum jederzeit kontrollieren und dokumentieren. Ist bei einer Medikamentenentnahme die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet, so ertönt ein Warnsignal, welches den Benutzer daran erinnert, die Tür wieder zu schließen. Wie alle miniCool Modelle besitzen auch die Arzneimittelkühlschränke eine integrierte LED-Innenbeleuchtung zur Identifikation der Medikamente im Dunkeln. Zum Schutz vor einem unbefugten Zugriff ist ein Türschloss integriert.

Die neuen Arzneimittelkühlschränke DS 301 H und DS 601 H sind ab sofort verfügbar.